



Breezy Elegance



INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE

Breezy Elegance



Spécifications techniques

Dossier fixe ou dossier inclinable par vérins pneumatiques de 0° à - 40°

Hauteur du dossier 43 cm

Largeur d'assise 41, 46, 51 cm

Profondeur d'assise 42 cm

Poids du fauteuil 16,5 kg environ

Poids maxi utilisateur 125 kg

Coloris argent

CARACTÉRISTIQUES

Standard

- Potences 70° avec palettes composite et talonnières
- Toile de siège rembourrée
- Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes courtes
- Axe à déverrouillage rapide
- Réglage de l'inclinaison d'assise : 0°, 3°, 6°
- Hauteur d'assise réglable (47 cm, 50 cm, 52 cm)
- Roues avant bandage ou pneumatique

En option

- Repose-jambes avec support mollet et palette fixe
- Coussin
- Roulettes anti-bascule
- Rallonges de freins



Sunrise Medical S.A.S.
13, rue de la Painguetterie
F-37390 Chanceaux-sur-Choisille
Tél.: +33 (0) 2.47.55.44.00
Fax: +33 (0) 2.47.55.44.03
www.sunrisemedical.com



**INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE**