

# BRONCO

CODE LPPR : 1266846 + 1238152 + 12075007



Cadre : Acier 37 chromé et revêtu Epoxy

Rembourrage : Polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES

BRONCO est un aide à la verticalisation et à la déambulation en extérieur. Dérivant du PONY, il s'adresse à des enfants handicapés de 18 mois à 8 ans. Bronco permet à l'enfant de se promener librement à l'extérieur, de façon autonome, même sur un sol légèrement accidenté.

Les pneus avec chambre à air apportent un confort supplémentaire.

Bronco apporte à l'enfant de nouvelles expériences de mobilité et de nouvelles sensations.

Bronco est très maniable et s'adapte aux besoins individuels de la plupart des enfants grâce à ses nombreux réglages et accessoires.

La clé Allen fournie avec Bronco permet de régler la hauteur d'assise, l'appui thoracique, et le guidon. Le réglage de l'inclinaison se fait très aisément par ressort à gaz. L'installation ou le retrait de l'enfant se fait sans effort car le support arrière se retire avec une seule main. Chacune des 4 roues est équipée d'un frein et d'un blocage directionnel escamotable.



	T0 (jaune) Réf : 02666	T1 (fushia) Réf : 02667	T2 (violet) Réf : 02668
Longueur	95 cm	107 cm	125 cm
Largeur	62 cm	69 cm	76 cm
Hauteur	54-66 cm	58-81 cm	70-103 cm
Hauteur d'assise	27-37 cm	33-51 cm	43-61 cm
Inclinaison	92,5°-110°	92,5°-110°	92,5°-110°
Poids	12,5 Kg	13,5 Kg	15,5 Kg
Charge maximale	30 kg	40 kg	50 kg
Roues	200x50	200x50	200x50

Dimensions en cm

## ACCESSOIRES

Cales latérales	Réf : 02601	Réf : 02611	Réf : 02621
Coussin abdominal		Réf : 02612	Réf : 02622
Support de bras	Réf : 02603	Réf : 02613	Réf : 02623
Poignées verticales extérieures	Réf : 02606	Réf : 02606	Réf : 02606
Poignées verticales centrales	Réf : 02607	Réf : 02607	Réf : 02607
Poignée de poussée pour guider l'enfant	Réf : 02669	Réf : 02669	Réf : 02669