

QUICKIE RXS KID

Encore plus, pour encore moins.



NOUVEAU DOSSIER
NOUVEAUX ACCOUDOIRS
NOUVEAUX COLORIS
NOUVEAUX FLASQUES



Possibilités de réglages :
10 à la verticale
4 à l'horizontale

CARACTERISTIQUES

	RXS			RXS KID		
	STD	MIN	MAX	STD	MIN	MAX
Largeur d'assise (tous les 2,5 cm)	—	35 cm	50 cm	—	30 cm	35 cm
Profondeur (tous les 2,5 cm)	—	35 cm	45 cm	—	25 cm	35 cm
Hauteur sol/siège AV	50 cm	41,5 cm	58,5 cm	46 cm	41,5 cm	56 cm
Hauteur sol/siège AR	46,5 cm	38,5 cm	55 cm	44,5 cm	36,5 cm	52 cm
Déclive						
Hauteur de dossier	42,5 cm	30,5 cm	50 cm	35 cm	30 cm	42,5 cm
Hauteur accoudoir	29 cm	23 cm	35,5 cm	24 cm	18 cm	30,5 cm
Largeur hors tout	61 cm	55 cm	70 cm	55 cm	50 cm	55 cm
Largeur hors tout (fauteuil replié)	37 cm	—	—	37 cm	—	—
Longueur totale	100 cm	71 cm	119,5 cm	79 cm	68,5 cm	100 cm
Longueur de jambes	48 cm	15 cm	53,5 cm	35,5 cm	15 cm	53,5 cm
Poids de la pièce la plus lourde		-1,2 kg	+1/2 kg		-1,2 kg	+1/2 kg
Poids total	14 kg	n/a	n/a	11 kg	n/a	n/a
Poids maxi de l'utilisateur		113 kg			65 kg	
Taille utilisée pour les mesures ci-dessus	SW 40 cm	SW 35 cm DW 35 cm	SW 50 cm DW 45 cm	SW 35 cm DW 35 cm	SW 30 cm DW 25 cm	SW 35 cm DW 35 cm

Coloris de châssis :



Revendeur:



Sunrise Medical S.A.S.
13 rue de la Painguetterie
F-37390 Chanceaux sur Choissille
Tél: +33 (0) 2.47.55.44.00
Fax: +33 (0) 2.47.55.44.03
www.sunrisemedical.com

