

BON DE COMMANDEN°: Date: **ASCEND****UTILISATEUR:**

Cachet du Distributeur

VERMEIREN FRANCE S.A.
5, Rue d'Ennevelin - 59710 AVELIN
Tél: 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

CARACTERISTIQUES D'ORIGINE

- Fauteuil électronique à dominance extérieure équipé de repose-pieds
- Motorisation 300W (10 km/h) et électronique DX Dynamic Control
- Batteries 73 Ampères
- Coussin d'assise amovible
- Assise et dossier fixes ou électriques, version anatomique dartex
- Manchettes concaves réglables en hauteur et en largeur (déformables)
- Equipé d'origine d'un porte-bagage et de gardes-boue avant
- Equipé d'une ceinture de sécurité B58
- Equipé d'origine de l'éclairage

Prescription médicale

Version AA1 : Fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, accoudoirs, dossier réglable par platines crantées.

Vermeiren ASCEND Code LPPR : 4130136

Version AA2 : Fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec accoudoirs, dossier réglable par vérins pneumatiques

Vermeiren ASCEND Code LPPR : 4122757

COULEUR**Châssis**

- Gris Argent C29
 Noir Diamant C25
(Sur commande)

Habillage

- Rouge Jaune
 Bleu Gris

COMMANDE

- Droite
 Gauche

LARGEUR D'ASSISE EN CM

- 39 à 44 cm 45 à 50 cm 55 à 60 cm

PROFONDEUR D'ASSISE

Avec possibilité de modifier la profondeur soi-même

- 43 45 47 49 51

= Exécution standard

CHOIX AA1 OU AA2

- AA1 : Réglage automatique du siège et du dossier par vérins électriques

- AA2 : Réglage automatique du siège, du dossier, appui-tête, et repose-jambes BZ7, Code LPPR : 4122757

Avec BZ7 Manuels

Avec BZ7 Electriques

PRIX HT	PRIX TTC	LPPR TTC
6 117,00 €	6 453,44 €	3 487,95 €
6 520,00 €	6 878,60 €	3 938,01 €
6 840,00 €	7 216,20 €	3 938,01 €

CHOIX Assise et Dossier fixe (ou Dossier inclinable)

- LPPR : 4111854 - Assise et Dossier fixe

- LPPR : 4147668 - Assise et Dossier Inclinable manuel par tige

5 760,00 €	6 076,00 €	2 702,81 €
5 860,00 €	6 182,30 €	2 781,76 €

COCHER VOTRE CHOIX SVP**ACCESSOIRES ET OPTIONS : Voir Verso**

OPTIONS ET ACCESSOIRES

		PRIX HT	PRIX TTC	LPPR TTC
<input type="checkbox"/>	B12 Tablette en plexiglas	163,12 €	172,09 €	
<input type="checkbox"/>	L55 Appui - tête à former	229,93 €	242,58 €	
<input type="checkbox"/>	L58 Appui-tête réglable en largeur et rotatif	270,00 €	284,85 €	
<input type="checkbox"/>	L04 Pelotes de dos (la paire)	146,68 €	154,75 €	
	<input type="checkbox"/> Gauche	73,34 €	77,37 €	
	<input type="checkbox"/> Droit	73,34 €	77,37 €	
<input type="checkbox"/>	BZ7 ART Repose - jambe avec palette articulé			
	<input type="checkbox"/> Gauche	100,25 €	105,76 €	
	<input type="checkbox"/> Droit	100,25 €	105,76 €	
<input type="checkbox"/>	BZ8 ART Repose - jambe court avec palette articulé			
	<input type="checkbox"/> Gauche	100,25 €	105,76 €	
	<input type="checkbox"/> Droit	100,25 €	105,76 €	
<input type="checkbox"/>	BZ7 E Repose-jambes électriques (à monter d'usine)			
	Supplément de	492,00 €	519,06 €	
<input type="checkbox"/>	BZ8 E Repose-jambes électriques raccourcis (à monter d'usine)			
	Supplément de	492,00 €	519,06 €	
<input type="checkbox"/>	SE02 Commande dans la tablette (rabattable LPPR 4339681	677,02 €	714,26 €	714,26 €
<input type="checkbox"/>	SE04 Commande au menton escamotable manuellement LPPR 4339681	740,74 €	781,48 €	714,26 €
<input type="checkbox"/>	SE04e Commande au menton escamotable électriquemen LPPR 4339681	#####	#####	714,26 €
<input type="checkbox"/>	SE05 Commande centrale LPPR 4308597	260,00 €	274,30 €	35,71 €
<input type="checkbox"/>	SE08 Commande à l' arrière LPPR 4308597	33,85 €	35,71 €	35,71 €
<input type="checkbox"/>	SE09 Double commande LPPR 4339681	677,02 €	714,26 €	714,26 €
<input type="checkbox"/>	SE35 Monte-trottoir (non compatible avec l'option LIFT)	270,00 €	284,85 €	
<input type="checkbox"/>	SE42 Réglage électrique de la hauteur du siège (Lift 50cm)	#####	#####	
<input type="checkbox"/>	SE56 Commande sensitive LPPR 4339681	#####	#####	714,26 €
<input type="checkbox"/>	B31 Porte-béquilles	20,96 €	22,11 €	
<input type="checkbox"/>	Rampes 1,06 m - 1,90 m	336,08 €	354,56 €	
<input type="checkbox"/>	Rampes 1,65 m - 3,33 m	370,30 €	390,67 €	
<input type="checkbox"/>	Bandage "mousse" (option pour les 4 pneus)	220,00 €	232,10 €	

VERSION ELECTRIQUE : Uniquement pour fauteuil Assise et Dossier Fixe (ou inclinable)

<input type="checkbox"/>	SE40 Siège basculant électriquement (D'origine sur Version AA1 et AA2)	405,00 €	427,28 €	
<input type="checkbox"/>	SE41 Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (D'origine sur Version AA1 et AA2)	405,00 €	427,28 €	

TOTAL OPTIONS PAGE 2			
TOTAL PAGE 1			
TOTAL PRIX PUBLIC			