

QUICKIE BREEZY



Une valeur sûre et économique

Fauteuil doté de tubes en aluminium, de fixations de haute qualité, et de roulements scellés sur l'ensemble du fauteuil.

Accoudoirs relevables et repose-pieds escamotables pour faciliter les transferts.

Leviers arrière de basculement de série

3 largeurs d'assise : 40,5-45,5-51 cm

2 profondeurs d'assise : 40,5-45,5 cm

5 coloris : gris martelé, bleu, rouge, rouge métal, vert anglais.

Fauteuil pliant, dossier fixe
Code LPPR : **4107723**


Fauteuil pliant, dossier cassant
Code LPPR : **4122473**

Fauteuil à pousser
Code LPPR : **4252810**

Poids maxi de l'utilisateur : **113 kg**





Poids du fauteuil : **15 kg (environ)**

MODELE		LPPR	Euros TTC			
BZ010000	<input type="checkbox"/> Quickie Breezy avec grandes roues AR 20, 22 et 24"	558,99	558,99			
BZ010001	<input type="checkbox"/> Quickie Breezy avec roues AR transit	356,94	558,99			
COLORIS (voir nuancier en fin de catalogue)		LPPR	Euros TTC			
22 (11)	<input type="radio"/> bleu	50 (14)	<input type="radio"/> gris martelé	Std		
39 (12)	<input type="radio"/> rouge	16 (1)	<input type="radio"/> vert anglais	Std		
40 (18)	<input type="checkbox"/> rouge métal			136,00		
ASSISE		LPPR	Euros TTC			
Largeur						
BZ020106	<input type="radio"/> 40,5 cm	BZ020109	<input type="radio"/> 45,5 cm	Std		
BZ020111	<input type="checkbox"/> 51 cm			109,00		
Profondeur						
BZ030006	<input type="radio"/> 40,5 cm	BZ030009	<input type="radio"/> 45,5 cm	Std		
Type d'assise						
BZ030102	<input type="radio"/> Toile nylon noir réglable en tension			Std		
BZ030103	<input type="radio"/> Toile rembourrée (ND avec coussin et toile de dossier optima)			Std		
BZ030100	<input type="checkbox"/> Coussin 5 cm			34,90		
BZ030109	<input type="checkbox"/> Coussin Jay Basic			52,00		
DOSSIER		LPPR	Euros TTC			
Hauteur						
BZ040222	<input type="radio"/> 40,5 cm	BZ040223	<input type="radio"/> 43 cm	BZ040224	<input type="radio"/> 45,5 cm	Std
BZ040225	<input type="radio"/> 48 cm	BZ040226	<input type="radio"/> 51 cm (uniquement 12° dossier fixe + poignée de poussée standard)			Std
Type de dossier						
BZ040002	<input type="radio"/> 12° fixe avec poignées de poussée			Std		
BZ040006	<input type="checkbox"/> 12° cassant mi-hauteur avec poignées de poussée			603,65		



QUICKIE BREEZY




DOSSIER			LPPR	Euros TTC
BZ040011	<input type="checkbox"/>	8° fixe + poignées de poussée réglables en hauteur		87,00
Type de toile				
BZ040101	<input type="radio"/>	Toile rembourrée en nylon noir		Std
BZ040102	<input type="checkbox"/>	Toile optima réglable en tension (ND avec dossier cassant)		34,90 101,00
ACCOUDOIRS (paire)			LPPR	Euros TTC
BZ050001	<input type="radio"/>	Relevables avec manchettes 25 cm		Std
BZ050002	<input type="checkbox"/>	Relevables avec manchettes 35 cm		47,00
<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur	BZ050004 <input type="radio"/> manchettes 25 cm		117,00
		BZ050005 <input type="radio"/> manchettes 35 cm		117,00
<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur avec outil	BZ050009 <input type="radio"/> manchettes 25 cm		48,00
		BZ050010 <input type="radio"/> manchettes 35 cm		48,00
SYSTÈME DOUBLE MAIN-COURANTE			LPPR	Euros TTC
BZ080200	<input type="checkbox"/>	DMC (uniquement sur roues bâtons et axes fixes - 24" et 22")	271,23	381,00
BZ080204	<input type="radio"/>	Montée à gauche	BZ080205 <input type="radio"/> Montée à droite	Std
BZ080206	<input type="radio"/>	Main-courante externe standard		Std
BZ080207	<input type="radio"/>	Main-courante externe petite (ND avec roues 20")		Std
REPOSE-PIEDS (paire)			LPPR	Euros TTC
BZ060000	<input type="radio"/>	Potence 60°	BZ060001 <input type="radio"/> Potence 70°	Std
BZ060058	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe articulé avec allongement (paire)		155,76 216,00
BZ060009		+ support mollets plats		
BZ060103	<input type="radio"/>	Palettes composite avec talonnières (choisir tube d'extension)		Std
BZ060104	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle avec talonnières (choisir tube d'extension)		73,00
BZ060200	<input type="radio"/>	Tube d'extension court		Std
BZ060201	<input type="radio"/>	Tube d'extension long		Std
BZ060021	<input type="checkbox"/>	Coussinet amputé gauche	BZ060022 <input type="checkbox"/> Coussinet amputé droit	17,00

QUICKIE BREEZY



HAUTEUR SOL/SIÈGE AVANT SANS RALLONGE DE FOURCHE				LPPR	Euros TTC
<input type="radio"/>	38,5 cm	roue AV 5" bandage	fourche 135 mm		Std
<input type="radio"/>	40 cm	roue AV 6"	fourche 135 mm		Std
<input type="radio"/>	40,5 cm	roue AV 5" bandage	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	41,5 cm	roue AV 5" bandage	fourche 135 mm		Std
<input type="radio"/>	43 cm	roue AV 6" bandage	fourche 135 mm		Std
<input type="radio"/>	42 cm	roue AV 6" bandage	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	42,5 cm	roue AV 5" bandage	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	44 cm	roue AV 6" bandage	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	44 cm	roue AV 8" bandage	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	44,5 cm	roue AV 8" pneu	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	47 cm	roue AV 8" bandage	fourche 150 mm		Std
<input type="radio"/>	47,5 cm	roue AV 8" pneu	fourche 150 mm		Std
<input type="checkbox"/>	49 cm	roue AV 8 x 2" pneu	fourche 160 x 65 mm (ND avec rallonge de fourche)		106,00
<input type="checkbox"/>	49 cm	roue AV 8 x 2" bandage	fourche 160 x 65 mm (ND avec rallonge de fourche)		106,00
<input type="radio"/>	Rallonge de fourche 2 cm		<input type="radio"/> Rallonge de fourche 4 cm		Std



HAUTEUR SOL/SIÈGE ARRIÈRE				
Roues AR	Selon position de la plaque d'axe de la plus haute à la plus basse			
12" pneu	44,5 cm			
12" bandage	43,5 cm			
20" pneu	38,5 à 40,5 cm			
20" bandage	38 à 40 cm			
22" pneu/bandage	41 à 43 cm			
24" pneu/bandage	43 à 45,5 cm			

ROUES ARRIÈRE				LPPR	Euros TTC	
BZ080403 <input type="radio"/>	24"	BZ080402 <input type="radio"/>	22"	BZ080401 <input type="radio"/>	20" (ND roue 8")	Std
BZ080400 <input type="radio"/>	12" bâtons (sans déverrouillage)				Std	
BZ080302 <input type="radio"/>	Rayons		BZ080303 <input type="radio"/>	Bâtons		Std
BZ080500 <input type="radio"/>	Pneumatique		BZ080501 <input type="radio"/>	Bandage		Std
BZ080600 <input type="radio"/>	Mains-courantes aluminium				Std	
BZ060601 <input type="checkbox"/>	Mains-courantes anti-dérapantes				90,00	

FREINS		LPPR	Euros TTC
BZ080700 <input type="radio"/>	à pousser		Std
BZ080705 <input type="checkbox"/>	à tambour (roue 20, 22, 24" à rayon uniquement)		301,00
BZ080704 <input type="checkbox"/>	à tambour (roue 12")		185,00
BZ080800 <input type="checkbox"/>	Rallonge de freins 15 cm (uniquement pour freins à pousser) (std sur modèle Transit)		34,00



ACCESSOIRES		LPPR	Euros TTC
BZ090001 <input type="checkbox"/>	Porte-canne		40,00
BZ090005 <input type="checkbox"/>	Trousse à outils		20,00
BZ090013 <input type="checkbox"/>	Ceinture boucle 1,63 m		26,00
BZ090014 <input type="checkbox"/>	Ceinture boucle 1,37 m		26,00
BZ090017 <input type="checkbox"/>	Tablette escamotable (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)	76,84	113,00
BZ090030 <input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule (P)		46,00

QUICKIE BREEZY



FLASQUES (voir photos en fin de catalogue)		LPPR	Euros TTC
<input type="checkbox"/>	Space Alien Purple Turtle (ND avec roues bâtons - ND 20")		109,00
<input type="checkbox"/>	Purple Turtle (ND avec roues bâtons - ND 20")		109,00
<input type="checkbox"/>	Get out There (ND avec roues bâtons - ND 20")		109,00
<input type="checkbox"/>	Léopard (ND avec roues bâtons - ND 20")		109,00
<input type="checkbox"/>	Transparents		102,00

PRIX TOTAL TTC

Cachet revendeur