

N°: Date: 

# ECLIPS

Code LPPR : 4107723

UTILISATEUR:

VERMEIREN FRANCE S.A.  
5, Rue d'Ennevelin - 59710 AVELIN  
Tél: 03.28.55.07.98  
Fax: 03.20.90.28.89

Cachet du Distributeur

**CARACTERISTIQUES D'ORIGINE**

- Fauteuil léger, dossier fixe
- Poids : 14,8 kg complet à 15,6 kg suivant la taille.
- Revêtement Nylon noir rembourré confortable
- Roues arrières Krypton à bâtons, à démontage rapide, diamètre 600 (rayons B89 sur T50 et 55cm)
- Roues avant 200 x 35 à bandage Krypton semi souple
- Mains courantes en acier
- Repose-pieds escamotables, rabattables et réglables en profondeur
- Accoudoirs crantés design rabattables et démontables
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.

**Prescription médicale**

- Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier non inclinable.  
Vermeiren ECLIPS Code LPPR : 4107723

**COULEUR CHASSIS**

- C20 Bleu                       C49 Vert Pomme (accessoires noirs)
- C25 Noir Diamant             C50 Orange (accessoires noirs)
- C45 Or (Nouveau Coloris)    C29 Gris Clair

SANS SUPPLEMENT

SANS SUPPLEMENT

SANS SUPPLEMENT

**LARGEUR ET PROFONDEUR D'ASSISE EN CM**

		Largeur						
		39cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm	55cm
Profondeur	42	X	X	X				
	44				X	X	X	
	46							X

X : Indique l'exécution standard. L'exécution standard sera livrée s'il n'y a pas d'autre information.

**ROUES ARRIERES**

- AP1 Gonflables     AP5 bandage Krypton (version standard)

SANS SUPPLEMENT

**PRIX PUBLIC**

PRIX HT	PRIX TTC	LPPR TTC
529,85 €	558,99 €	558,99 €

- Fauteuil sans option particulière

**COCHER VOTRE CHOIX SVP****ACCESSOIRES ET OPTIONS : Voir Verso**

<b>OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>
-------------------------------

**Roues arrières :**

Remplacement des roues AR bâton par :

- B89** Roues AR 24 X 1/3 8ème aluminium à rayons  
*D'origine sur Tailles 50 et 55*

PRIX HT	PRIX TTC	LPPR TTC
---------	----------	----------

Supplément de	30,49 €	32,17 €	
---------------	---------	---------	--

**Roues avant :**

Remplacement des roues avant 8" par :

- Roues AV 6" bandage Krypton

SANS SUPPLEMENT
-----------------

**Version SURBAISSEE (42cm) :**

- Roues AV 6 " bandage Krypton et Roues Arrières 22" bandage Krypton
- Roues AV 6 " Krypton et Roues Arrières 22" Gonflables

SANS SUPPLEMENT
-----------------

23,89 €	25,20 €	
---------	---------	--

**Version Poussette**

- \* **T 30** Version poussette avec roues AR 12" 1/2 X 2 1/4 gonflat  
(Agréé sous le numéro 4252810) - Fauteuil équipé usine
- \* **T 30** Version poussette avec roues AR 12" 1/2 X 2 1/4 bandage Krypt  
(Agréé sous le numéro 4252810) - Fauteuil équipé usine

529,85 €	558,99 €	356,94 €*
----------	----------	-----------

571,63 €	603,07 €	356,94 €*
----------	----------	-----------

**Version Double Main Courante :**

- HEM2** - Kit Double Main Courante à Démontage Rapide à cardan  
*Impossible sur la taille 55cm*

Supplément de	257,09 €	271,23 €	271,23 €
---------------	----------	----------	----------

**Accoudoirs : (accoudoirs crantés B03 version standard)**

- B05** Nouveau Modèle (Accoudoirs réglables en hauteur)
- B02** Accoudoirs Longs

Supplément de	92,00 €	97,06 €	
---------------	---------	---------	--

SANS SUPPLEMENT
-----------------

**Repose-jambes / Repose-pieds : (repose-pieds B06 en version standard)**

- BA 6** Repose-pied raccourci de 7cm
- Gauche
- Droit
- BZ7 Art**Repose-jambe réglable
- Gauche
- Droit
- BZ8 Ar**raccourci Repose-jambe réglable
- Gauche
- Droit

SANS SUPPLEMENT
-----------------

SANS SUPPLEMENT
-----------------

100,25 €	105,76 €	105,76 €
----------	----------	----------

100,25 €	105,76 €	105,76 €
----------	----------	----------

100,25 €	105,76 €	105,76 €
----------	----------	----------

100,25 €	105,76 €	105,76 €
----------	----------	----------

**Accessoires:**

- B12** Tablette découpée noire (impossible sur la Taille 55)
- B14** Prolongement de dossier
- B31** Porte cannes
- B40** Prolongateurs de freins (la paire)
- B66** Manchette Gouttière
- B74** Freins à tambours (à monter d'usine et uniquement sur roues rayons)  
**Non compatible avec le kit T30**
- B78** Roulettes anti-bascule
- B81** Roues Aluminium bâtons noirs C5 (Roues Spider)
- B86** Roues de voyage
- B90** Barre de poussée (Tendeur de toile dossier) *(D'origine sur Tailles 50 et 55)*
- L24** Dossier moulé skaï noir
- L25** Assise moulée skaï noir
- L55** Appui tête pour fauteuil équipé Ortho ( dossier anatomique)
- B47** Appui tête réglable pour fauteuil équipé toile

83,09 €	87,66 €	76,84 €
---------	---------	---------

59,32 €	62,58 €	62,58 €
---------	---------	---------

20,96 €	22,11 €	
---------	---------	--

18,06 €	19,05 €	
---------	---------	--

113,17 €	119,39 €	119,39 €
----------	----------	----------

Suppl de	83,04 €	87,61 €	
----------	---------	---------	--

47,69 €	50,31 €	
---------	---------	--

215,00 €	226,83 €	
----------	----------	--

120,27 €	126,88 €	
----------	----------	--

50,00 €	52,75 €	
---------	---------	--

140,89 €	148,64 €	34,90 €
----------	----------	---------

158,95 €	167,69 €	34,90 €
----------	----------	---------

147,44 €	155,55 €	63,41 €
----------	----------	---------

147,44 €	155,55 €	63,41 €
----------	----------	---------

**POUR TOUTE AUTRE OPTION, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL**

\* La LPPR indiquée correspond à l'agrément du fauteuil équipé du kit poussette

TOTAL OPTIONS PAGE 2			
TOTAL PAGE 1	529,85 €	558,99 €	558,99 €
<b>TOTAL PRIX PUBLIC</b>			