


RXS KID



Le fauteuil modulable pour enfant

Fauteuil doté d'un châssis léger à potences escamotables, avec accoudoirs réglables en hauteur.

Dossier réglable en hauteur de 30 à 42,5 cm
 Dossier Optima réglable en angle de -3° à 12°
 11 hauteurs sol/siège avant : de 43 à 52 cm
 3 largeurs d'assise : 30-32,5-35 cm
 5 profondeurs d'assise : 25-27,5-30-32,5-35 cm
 Existe en de nombreux coloris









Fauteuil pliant, dossier fixe
 Code LPPR : **4107723**


Fauteuil pliant, dossier cassant
 Code LPPR : **4122473**








Poids maxi de l'utilisateur :
113 kg

Poids du fauteuil :
12 kg (environ)

MODELE		LPPR	Euros TTC
RXS010001	<input type="checkbox"/> Quickie RXS Kid- Châssis potences escamotables	558,99	1 210,00
COLORIS (voir nuancier en fin de catalogue)		LPPR	Euros TTC
3 (2)	<input type="radio"/> argent		Std
4 (25)	<input type="radio"/> jaune fluo		Std
5 (26)	<input type="radio"/> jaune soleil		Std
7 (22)	<input type="radio"/> or aztec		Std
8 (3)	<input type="radio"/> or mat		Std
11 (5)	<input type="radio"/> citron vert mat		Std
12 (10)	<input type="radio"/> océan métallisé mat		Std
13 (20)	<input type="radio"/> vert brillant		Std
14 (9)	<input type="radio"/> turquoise métal		Std
15 (21)	<input type="radio"/> vert foncé mat		Std
16 (1)	<input type="radio"/> vert anglais		Std
17	<input type="radio"/> bleu-vert		Std
25 (29)	<input type="radio"/> bleu brillant		Std
26 (30)	<input type="radio"/> marine mat		Std
27 (16)	<input type="radio"/> violet métal		Std
28 (24)	<input type="radio"/> violet		Std
29 (17)	<input type="radio"/> violet mat		Std
36 (13)	<input type="radio"/> lilas		Std
37 (15)	<input type="radio"/> rose fluo		Std
38 (19)	<input type="radio"/> rouge mat		Std
39 (12)	<input type="radio"/> rouge		Std
40 (18)	<input type="radio"/> rouge métal		Std
41 (8)	<input type="radio"/> tutti frutti		Std
42	<input type="radio"/> cuivre brillant		Std
50 (14)	<input type="radio"/> gris martelé		Std
51 (27)	<input type="radio"/> anthracite		Std
54 (28)	<input type="radio"/> noir pailleté		Std
55 (23)	<input type="radio"/> noir		Std
Harmonisation couleur			
<input type="radio"/>	Croissillon harmonisé couleur châssis		Std
<input type="checkbox"/>	Pièces rapportées au châssis (fourche, support de fourche, croisillon, main-courante, tubes d'assise, plaque d'axe) - coloris au choix :		168,00
<input type="radio"/>	citron vert mat	<input type="radio"/>	turquoise mat
<input type="radio"/>	vert mat	<input type="radio"/>	bleu mat
<input type="radio"/>	violet mat	<input type="radio"/>	or mat
<input type="radio"/>	rouge mat	<input type="radio"/>	cuivre brillant
ASSISE		LPPR	Euros TTC
Largeur			
RXS020102	<input type="radio"/> 30 cm		Std
RXS020103	<input type="radio"/> 32,5 cm		Std
Profondeur			
RXS030000	<input type="radio"/> 25 cm		Std
RXS030001	<input type="radio"/> 27,5 cm		Std
RXS030002	<input type="radio"/> 30 cm		Std
Type d'assise			
RXS030102	<input type="radio"/> Toile nylon noir réglable en tension		Std
RXS030100	<input type="checkbox"/> Coussin 5 cm	34,90	34,90
RXS030112	<input type="checkbox"/> Coussin Jay Basic		52,00

DOSSIER			LPPR	Euros TTC
Hauteur	Type de dossier			
RXS040203 <input type="radio"/>	30,5 - 38 cm	8° fixe + poignées de poussée		Std
RXS040204 <input type="radio"/>	38 - 46 cm	8° fixe + poignées de poussée		Std
RXS040022 <input type="checkbox"/>	35,5 - 51 cm	8° fixe + poignées de poussée réglables en hauteur		87,00
RXS040006 <input type="checkbox"/>	38 - 46 cm	8° cassant mi-hauteur + poignées de poussée		87,00
RXS040207 <input type="checkbox"/>	35,5 - 48 cm	Optima, rég. en inclinaison -3°/+ 12°+ poignées réglables en hauteur inclus toile Optima		333,00
Type de toile				
RXS040101 <input type="radio"/>	Toile rembourrée			Std
RXS040102 <input type="checkbox"/>	Toile Optima réglable en tension (ND avec dossier cassant)			101,00
ACCOUDOIRS (paire)			LPPR	Euros TTC
RXS050003 <input type="radio"/>	Tube mousse			Std
<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur	RXS050006 <input type="radio"/> manchettes 25 cm		117,00
		RXS050007 <input type="radio"/> manchettes 35 cm		117,00
<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur avec outil	RXS050012 <input type="radio"/> manchettes 25 cm		48,00
PROTÈGE-VÊTEMENTS			LPPR	Euros TTC
RXS050100 <input type="radio"/>	Rigide (ND avec accoudoirs réglable en hauteur)			Std
RXS050104 <input type="radio"/>	Souple (ND avec accoudoirs réglable en hauteur)			Std
REPOSE-PIEDS (paire)			LPPR	Euros TTC
RXS060001 <input type="radio"/>	Potences 70°			Std
RXS060002 <input type="radio"/>	Potences 90° (ND avec tubes extension)			Std
RXS060103 <input type="radio"/>	Palettes composite + talonnières (uniquement avec LS 35 cm) (ND avec potences 90°)			Std
RXS060105 <input type="radio"/>	Palettes 90° rabattables (ND avec talonnière) (uniquement avec repose-jambes et potence 90°)			Std
RXS060108 <input type="radio"/>	Palettes tube mousse (ND avec talonnière ni repose-jambes, ni potences 90°)			Std
RXS060104 <input type="checkbox"/>	Palettes alu réglables en angle + talonnières (uniquement avec LS 35 cm)			73,00
RXS060101 <input type="checkbox"/>	Palette monobloc rabattable, réglable en angle avec sangle (ND avec talonnière) (uniquement avec LS 35 cm) (ND avec potences 90°)			111,00
RXS060200 <input type="radio"/>	Tube d'extension court/moyen (ND potences 90°)			Std

REPOSE-JAMBES				LPPR	Euros TTC
<i>RXS060006</i>	Repose-jambes articulé avec allongement, avec support mollets (paire) (uniquement avec palette alu ou 90°)				
<input type="checkbox"/>	avec palettes 90° relevable (ND avec talonnières)			155,76	216,00
<input type="checkbox"/>	avec palettes réglables en angle avec talonnières (uniquement pour LS 35 cm)			211,52	288,00
HAUTEUR SOL/SIÈGE AVANT				LPPR	Euros TTC
<input type="radio"/>	43 cm roue AV 5"	fourche 135 mm			Std
<input type="radio"/>	45 cm roue AV 6"	fourche 135 mm			Std
<input type="radio"/>	45,4 cm roue AV 5"	fourche 150 mm			Std
<input type="radio"/>	46 cm roue AV 5"	fourche 135 mm			Std
<input type="radio"/>	47 cm roue AV 6"	fourche 150 mm			Std
<input type="radio"/>	47,4 cm roue AV 6"	fourche 135 mm			Std
<input type="radio"/>	48 cm roue AV 5"	fourche 150 mm			Std
<input type="radio"/>	48 cm roue AV 5"	fourche 175 mm			Std
<input type="radio"/>	49,4 cm roue AV 6"	fourche 175 mm			Std
<input type="radio"/>	50,5 cm roue AV 5"	fourche 175 mm			Std
<input type="radio"/>	52 cm roue AV 6"	fourche 175 mm			Std
ROUES AVANT (paire)				LPPR	Euros TTC
<i>RXS070001</i>	<input type="radio"/>	5" bandage souple	<i>RXS070002</i> <input type="radio"/>	5" bandage dur (polyuréthane)	Std
<i>RXS070003</i>	<input type="radio"/>	6" bandage			Std
<i>RXS070004</i>	<input type="checkbox"/>	6" pneumatique			27,00
<i>RXS070200</i>	<input type="radio"/>	Rallonge de fourche 2 cm	<i>RXS070201</i> <input type="radio"/>	Rallonge de fourche 4 cm	Std
HAUTEUR SOL/SIÈGE ARRIÈRE				LPPR	Euros TTC
	Roues AR	Selon position de la plaque d'axe de la plus haute à la plus basse			
	20" pneu	36,5 à 48 cm			
	20" bandage	36,5 à 48 cm			
	22" pneu	38,7 à 50 cm			
	22" bandage	38,7 à 50 cm			
ROUES ARRIÈRE (axe à déverrouillage rapide)				LPPR	Euros TTC
<i>RXS080401</i>	<input type="radio"/>	20"	<i>RXS080402</i> <input type="radio"/>	22"	Std
	<input type="radio"/>	à rayons	<i>RXS080300</i> <input type="radio"/>	à bâtons (ND flasques)	Std
<i>RXS080500</i>	<input type="radio"/>	Pneumatique			Std
<i>RXS08501</i>	<input type="radio"/>	Bandage			Std
<i>RXS080600</i>	<input type="radio"/>	Main-courante aluminium			Std
<i>RXS080601</i>	<input type="checkbox"/>	Main-courante anti-dérapante (plastique noir)			72,00
<i>RXS080602</i>	<input type="checkbox"/>	Main-courante inox (ND roues bâtons - 20")			81,00
<i>RXS080603</i>	<input type="checkbox"/>	Main-courante anti-dérapante, mousse noire (ND roues bâtons - 20")			144,00
<i>RXS080605</i>	<input type="checkbox"/>	Entretoises longues 2,5 cm			46,00
FREINS (paire)				LPPR	Euros TTC
<i>RXS080700</i>	<input type="radio"/>	à pousser			Std
<i>RXS080705</i>	<input type="checkbox"/>	à tambour (axe à déverrouillage rapide) (ND roues bâtons)			301,00
<i>RXS080801</i>	<input type="checkbox"/>	Rallonge de freins 15 cm			33,00

ACCESSOIRES			LPPR	Euros TTC
RXS090001	<input type="checkbox"/>	Porte-canne (ND avec repose-jambes et potences 90°)		40,00
RXS090005	<input type="checkbox"/>	Kit outils		20,00
	<input type="checkbox"/>	Levier AR de basculement (unité) <small>RXS090006</small> <input type="radio"/> gauche <small>RXS090007</small> <input type="radio"/> droit		7,00
RXS090014	<input type="checkbox"/>	Ceinture boucle (unité) 1,37 m <input type="checkbox"/> Ceinture boucle (unité) 1,62 m		26,00
RXS090017	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable (avec accoudoirs réglables en hauteur) <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite	 76,84	113,00
RXS090018	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé (P)		46,00
RXS090029	<input type="checkbox"/>	Flasques Space Alien (ND roues bâtons) (voir photos en fin de catalogue)		109,00
RXS090028	<input type="checkbox"/>	Flasques Léopard 22" (ND roues bâtons) (voir photos en fin de catalogue)		109,00
RXS090026	<input type="checkbox"/>	Flasques Get Out There 22" (ND roues bâtons) (voir photos en fin de catalogue)		109,00
RXS090027	<input type="checkbox"/>	Flasques Purple Turtle 20"-22" (ND roues bâtons) (voir photos en fin de catalogue)		109,00
RXS090003	<input type="checkbox"/>	Flasques transparents 22"		93,00
RXS090004	<input type="checkbox"/>	Flasques noirs 22"		93,00
RXS090010	<input type="checkbox"/>	Sac de siège noir		29,00
RXS090009K	<input type="checkbox"/>	Sac à dos noir		34,00
RXS090024	<input type="checkbox"/>	Protecteur cadre néoprène (ND avec repose-jambes et potences 90°)		30,00
RXS090000	<input type="checkbox"/>	Porte-malette (ND avec repose-jambes et potences 90°)		34,00

PRIX TOTAL TTC

Cachet revendeur