

# SAMBA



## Fauteuil électrique d'intérieur et d'extérieur (6 km/h)

Versions AP1 et AP2, au prix public LPPR, 2 moteurs de 180 W, batteries 52 Ah.

3 largeurs d'assise réglables de 30 à 35 cm, de 35 à 45 cm, et de 40 à 50 cm.

5 hauteurs d'assise : de 45 à 51 cm - 5 profondeurs d'assise : de 38 à 48 cm

Assise inclinable manuellement ou électriquement de  $-5^{\circ}$  à  $+20^{\circ}$

Dossier inclinable manuellement ou électriquement de  $-10^{\circ}$  à  $+30^{\circ}$

SAMBA AP1

Code LPPR : **4130136**

SAMBA AP2



Code LPPR : **4122757**

Poids maxi de l'utilisateur :

**120 kg**

Poids du fauteuil :

**à partir de 75 kg**

| MODELE                                       |   | LPPR  | Euros TTC |
|--|---|---|-----------|
| <input type="checkbox"/>                     | SAMBA AP1 - Électronique VSI Intégral, 6 km/h, assise et dossier inclinables manuellement, accoudoirs réglable en largeur et en hauteur, batterie 52AH                    | 3 487,95  | 3 487,95  |
| <input type="checkbox"/>                     | SAMBA AP2 - Électronique PILOT +, 6 km/h, assise et dossier électrique, accoudoirs réglable en largeur et en hauteur, repose-jambes manuels et appui-tête, batteries 52AH | 3 938,01  | 3 938,01  |
| COLORIS (voir nuancier en fin de catalogue)  |   | LPPR  | Euros TTC |
| <sup>30</sup> <input type="radio"/>          | Argent  |   | Std       |
| <sup>40</sup> <input type="radio"/>          | Rouge métal   |   | Std       |
| <sup>27</sup> <input type="radio"/>          | Violet métal  |   | Std       |
| COMMANDES                                    |   | LPPR  | Euros TTC |
| <input type="radio"/>                        | Montée à droite   |   | Std       |
| <input type="radio"/>                        | Montée à gauche   |   | Std       |
| <input type="radio"/>                        | Pantographe   |   | Std       |
| <input type="radio"/>                        | VSI INTEGRAL pour SAMBA AP1<br>(peut recevoir kit éclairage + 2 commandes électriques supplémentaires, incompatible avec OMNI+)   |  | Std       |
| <input type="checkbox"/>                     | VSI Commande accompagnateur seule (montée à droite uniquement)  | 35,71   | 120,00    |
| <input type="checkbox"/>                     | VSI Commande double (standard + accompagnateur, montée à droite)  | 714,26  | 714,26    |
| <input type="radio"/>                        | PILOT+ pour SAMBA AP2   |  | Std       |
| <input type="checkbox"/>                     | PILOT+ pour SAMBA AP1   |   | 242,00    |
| <input type="checkbox"/>                     | PILOT+ Commande accompagnateur seule (montée à droite uniquement)   | 35,71   | 120,00    |
| <input type="checkbox"/>                     | PILOT+ Commande double (standard + accompagnateur, montée à droite)   | 714,26  | 714,26    |
| COMMANDES CENTRALES (uniquement avec PILOT+) |   | LPPR  | Euros TTC |
| <input type="checkbox"/>                     | Centrale sur barre escamotable  | 35,71   | 242,00    |
| <input type="checkbox"/>                     | Centrale sur tablette escamotable   | 35,71   | 403,00    |

# SAMBA



| MOTEURS  |  | LPPR | Euros TTC |
|--|--|------|-----------|
| <input type="radio"/> 6 km/h   |  |      | Std       |
| CHASSIS  |  | LPPR | Euros TTC |
| <b>VERSION ENFANT :</b>  |  |      |           |
| <b>Largeurs</b>  |  |      |           |
| <input type="radio"/> 35 cm (assise réglable de 30 à 40 cm) (12)   |  |      | Std       |
| <b>Profondeur réglable de 30 à 40 cm</b>   |  |      |           |
| Pré-réglée à : <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 33 cm <input type="radio"/> 36 cm <input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 40 cm |  |      | Std       |
| <b>VERSION ADULTE :</b>  |  |      |           |
| <b>Largeurs</b>  |  |      |           |
| <input type="radio"/> 40 cm (assise réglable de 35 à 45 cm)  |  |      | Std       |
| <input type="radio"/> 46 cm (assise réglable de 40 à 50 cm)  |  |      | Std       |
| <b>Profondeur</b>  |  |      |           |
| <input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 46 cm <input type="radio"/> 48 cm                |  |      | Std       |
| ASSISE   |  | LPPR | Euros TTC |
| <b>Hauteur sol/siège, pré-réglée à :</b>   |  |      |           |
| <input type="radio"/> 45 cm <input type="radio"/> 47 cm <input type="radio"/> 48 cm <input type="radio"/> 49 cm <input type="radio"/> 51 cm                |  |      | Std       |
| <input type="radio"/> Toile nylon réglable en tension  |  |      | Std       |
| <input type="radio"/> Assise rigide  |  |      | Std       |
| <input checked="" type="radio"/> Coussin 5 cm  |  |      | Std       |
| <input type="checkbox"/> Coussin confort anatomique (10) (à partir PS 43 cm - ND avec châssis de 35 cm)  |  |      | 90,00     |
| <input type="radio"/> Assise inclinable manuellement -5° à 20° Samba AP1   |  |      | Std       |
| <input type="checkbox"/> Assise inclinable électriquement -5° à 20° Samba AP1  |  |      | 505,00    |
| <input type="radio"/> Assise inclinable électriquement -5° à 20° Samba AP2   |  |      | Std       |
| <input type="checkbox"/> Assise confort dartex   |  |      | 93,00     |
| <input type="radio"/> 41 cm (pour LS 40 cm) <input type="radio"/> 46 cm (pour LS 45 cm)  |  |      |           |
| <input type="checkbox"/> ASSISE et DOSSIER JAY (se reporter au bon de commande 2006)   |  |      |           |
| DOSSIER  |  | LPPR | Euros TTC |
| <input type="radio"/> Toile standard, hauteur :  |  |      |           |
| <input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 48 cm  |  |      | Std       |
| <input type="checkbox"/> Toile optima (réglable en tension par velcro, HD 43 cm uniquement)  |  |      | 101,00    |
| <input type="checkbox"/> Dossier confort anatomique (hauteur 50 cm) - ND châssis 35 cm   |  |      | 90,00     |
| <input type="checkbox"/> Dossier rigide rembourré pour version enfant 36 cm  |  |      | 123,00    |
| <input type="radio"/> HD 38 cm <input type="radio"/> HD 43 cm  |  |      |           |
| <input type="radio"/> Dossier inclinable manuellement de -10° à 30° Samba AP1  |  |      | Std       |
| <input type="checkbox"/> Dossier inclinable électriquement de -10° à 30° (avec Pilot +) Samba AP1  |  |      | 505,00    |
| <input type="radio"/> Dossier inclinable électriquement -10° à 30° (avec Pilot +) Samba AP2  |  |      | Std       |
| <input type="checkbox"/> Dossier confort dartex avec appui-tête dartex, hauteur : 58 cm (hauteur sans appui-tête) (pour LS 40 et 45 cm)                    |  |      | 279,00    |
| ACCOUDOIRS   |  | LPPR | Euros TTC |
| <input type="radio"/> Réglables en hauteur et largeur, manchette longue, 41 cm   |  |      | std       |
| <input type="radio"/> Accoudoirs réglables en hauteur manchette souple 35 cm   |  |      | std       |

| REPOSE-PIEDS                        |   | LPPR                  | Euros TTC                |  |        |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|--------|
| <input type="radio"/>               | Potences 70° (1)  | <input type="radio"/> | Potences 90° (2-3-4-5-6) |  | Std    |
| <input type="checkbox"/>            | Potences 70° pédiatriques (3) (9) (10) (11)   |                       |                          |  | 51,00  |
| <input type="checkbox"/>            | Potences 70° + palettes composite   |                       | Samba AP2                |  | 101,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Potences 90° + palettes alu (2-3-4-5-6)   |                       | Samba AP2                |  | 101,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Repose jambes manuels pour version adulte (3-1) (Paire)   |                       | Samba AP1                |  | 218,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Repose jambes manuels pour version adulte (3-1) (Paire)   |                       | Samba AP2                |  | Std    |
| <input type="checkbox"/>            | Repose jambes électriques (3-1-7) (Paire)   |                       | Samba AP2                |  | 608,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Repose jambes manuels Kid (uniquement avec palettes alu et petites longueurs de jambes - tubes d'extension non disponibles)     |                       | Samba AP1                |  | 218,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Repose jambes électriques Kid (uniquement avec palettes alu et petites longueurs de jambes - tubes d'extension non disponibles) |                       | Samba AP2                |  | 608,00 |
| <b>Palettes</b>                     |   |                       |                          |  |        |
| <input type="radio"/>               | Composite avec talonnières (ND avec potences 90°)   |                       |                          |  | Std    |
| <input type="radio"/>               | Aluminium relevable avec sangle mollet (potences 90° uniquement)  |                       |                          |  | Std    |
| <input type="checkbox"/>            | Aluminium réglable en angle avec talonnières (ND avec potences 90°)   |                       |                          |  | 73,00  |
| <input type="checkbox"/>            | Monobloc aluminium avec sangle mollet (ND avec potences 90°)  |                       |                          |  | 111,00 |
| <b>Tubes d'extension</b>            |   |                       |                          |  |        |
| <input type="radio"/>               | Court (180 mm) (pour LJ 33-43 cm) (ND avec potences 90° et R.J. version kid)  |                       |                          |  | Std    |
| <input type="radio"/>               | Moyen (240 mm) (pour LJ 38-48 cm) (ND avec potences 90° et R.J. version kid)  |                       |                          |  | Std    |

| ROUES AVANT           |                  | LPPR                  | Euros TTC            |  |     |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--|-----|
| <input type="radio"/> | 8" pneumatique   | <input type="radio"/> | 8 x 2" bandage       |  | Std |
| <input type="radio"/> | 9 x 2,5" bandage | <input type="radio"/> | 9 x 2,5" pneumatique |  | Std |

| ROUES ARRIÈRE            |  | LPPR | Euros TTC |  |       |
|--------------------------|--|------|-----------|--|-------|
| <input type="radio"/>    | 12" pneumatique                              |      |           |  | Std   |
| <input type="radio"/>    | 12" pneumatique anti-crevaisson (OKO fluide) |      |           |  | Std   |
| <input type="checkbox"/> | 12" bandage (insert bandage)                 |      |           |  | 82,00 |

| ACCESSOIRES                         |  | LPPR | Euros TTC |  |        |
|-------------------------------------|--|------|-----------|--|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ceinture 1,63 m  |      |           |  | Std    |
| <input type="checkbox"/>            | Tablette escamotable                                     |      |           |  | 250,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Appui-tête   |      | Samba AP2 |  | Std    |
| <input type="checkbox"/>            | Appui-tête   |      | Samba AP1 |  | 124,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Porte canne  |      |           |  | 46,00  |
| <input type="checkbox"/>            | Kit éclairage  |      | Samba AP1 |  | 416,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Kit éclairage  |      | Samba AP2 |  | 158,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Monte trottoir   |      |           |  | 299,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Kit de programmation (CD + câbles)                       |      |           |  | 258,00 |
| <input type="checkbox"/>            | Pièces de fixation avant dans un véhicule adapté (paire) |      |           |  | 58,00  |

## PRIX TOTAL TTC

### LÉGENDE :

- 1 - Non disponible avec palettes aluminium relevable
- 2 - Seulement avec largeur d'assise 35 cm et 40 cm
- 3 - Non disponible avec palette monobloc aluminium
- 4 - Seulement avec palettes aluminium relevable
- 5 - Potences 90° peut entraîner une procline inférieure à -5°
- 6 - Pour petites longueurs de jambes

- 7 - Non disponible avec électronique VSI intégral
- 8 - A partir d'une profondeur de 43 cm
- 9 - Non disponible avec palette monobloc et tubes d'extension moyens
- 10 - Non disponible avec profondeurs d'assise de 30 et 33 cm en hauteurs d'assise 46 et 48 cm
- 11 - Palette réglable en hauteur de 12 à 20 cm (avec une amplitude de 8 cm)
- 12 - Poids maximum : 100 kg avec un châssis de 36 cm

## Cachet revendeur