

GUIDE AÉROSOLTHÉRAPIE

Nettoyez périodiquement le matériel, en respectant les consignes.

Attention ! *Ne pas utiliser de savon.*

Utilisation

- Se laver soigneusement les mains.
- Remplir la chambre de nébulisation.
- Brancher l'appareil et fixer le masque sur la tubulure de sortie.
- Mettre en marche l'appareil.
- Placer le masque sur la face.

Attention !

- *Inspirez par la bouche,*
- *Expirez par le nez (un brouillard doit sortir du nébuliseur).*
Si tel n'est pas le cas, vérifier :
 - *qu'il n'y a pas de fuite d'air*
 - *que le gicleur n'est pas bouché si vous utilisez un nébuliseur à jet.*

Les séances durent environ 10 à 30 minutes.

Elles peuvent être répétées plusieurs fois dans la journée.