

OXYGÉNOTHÉRAPIE À DOMICILE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE



- ↪ Ne pas fumer dans le local où est stocké l'appareil d'oxygène
- ↪ Ne pas approcher l'appareil d'oxygène à moins de 2 mètres de toute flamme (cuisinière, cheminée, chauffe-eau...) ou à proximité de sources chaudes (fourneaux, radiateurs, poêles, appareils électroniques...)
- ↪ Ne pas permettre de fortes concentrations d'oxygène : utilisez et stockez l'appareil dans un local aéré ou spacieux (proscrire les placards, armoires, coffre de voiture...)
- ↪ Les appareils doivent rester en position verticale.
- ↪ Ne pas transporter la cuve d'oxygène liquide dans votre véhicule.
Ne pas laisser stocké dans votre véhicule.
- ↪ En cas de fuite, aérez largement le local et appelez Espace Médical.

ÉLOIGNEZ LES MATIÈRES FACILEMENT INFLAMMABLES

- ↪ La graisse peut s'enflammer spontanément au contact de l'oxygène. Ne graissez jamais et ne manipulez pas avec des mains grasses les matériels utilisés pour l'oxygène.
- ↪ N'utilisez ni aérosols, ni solvants à proximité de l'appareil.

ÉVITEZ LES BRULURES FROIDES

*L'oxygène liquide est extrêmement froid.
Il peut provoquer des brûlures, notamment lors du remplissage du portable :*

- ↪ Ne jamais toucher les parties froides ou givrées
- ↪ En cas de fuite importante de liquide, éloignez-vous. Ventilez et appelez le service de garde.