

## Diffuseurs grand volume / débit important / durée de perfusion courte

<i><b>easypump BRAUN</b></i>	<i><b>volume</b></i>	<i><b>debit ml/hr</b></i>	<i><b>temps de perfusion</b></i>	<i><b>volume maxi</b></i>	<i><b>Réf.</b></i>
ST 100-0.5	100 ml	200 ml/h	30 minutes		773208
ST 100-1	100 ml	100 ml/h	1 heure		773210
ST 250-1.5	250 ml	175 ml/h	1,5 heures ( 90 mn)		773207
ST 100-2	100 ml	50 ml/h	2 heures		773150
ST 500-2	500 ml	250 ml/h			773141
ST 400-4	400 ml	100 ml/h	4 heures		773139

<i><b>intermates BAXTER</b></i>	<i><b>volume</b></i>	<i><b>debit ml/hr</b></i>	<i><b>temps de perfusion</b></i>	<i><b>volume maxi</b></i>	<i><b>Réf.</b></i>
SV 200 C 1714	100 ml	200 ml/h	30 minutes	105 ml	795987
SV 100 C 1712	100 ml	100 ml/h	1 heure	105 ml	795986
LV 250 C 1724	250 ml	250 ml/h		275 ml	795990
SV 50 C 1710	100 ml	50 ml/h	2 heures	105 ml	795985
XLV 250 C1754	500 ml	250 ml/h		550 ml	795991
LV 100 C 1722	250 ml	100 ml/h	2 heures 30 mn	275 ml	795989
LV 50 C 1720	250 ml	50 ml/h	5 heures	275 ml	795988