

MATELAS





Matelas à pression alternée avec capteurs de pression
Disponible à l'achat ou à la location

Matelas à pression alternée avec compresseur manuel
Disponible à l'achat ou à la location



Mousse à mémoire de forme
Classe 2
Disponible à l'achat

Matelas gaufrier
Classe 1
Disponible à l'achat



COUSSINS


Disponibles à l'achat



☞ Coussins classe II

- coussin air à cellules pneumatiques : constitué d'alvéoles dans lesquelles l'air circule librement.

S'adapte avec précision à la morphologie du corps, jusqu'à 150 kg




☞ Coussins classe II

- coussin mousse à mémoire de forme



☞ Coussins classe IB

- coussin gel / mousse
- coussin gel



☞ Coussin Classe IA Coussins mousse monobloc, coussins eau...	☞ Coussin Classe IB Coussins gel, coussin gel/mousse.	☞ Coussin Classe II Coussins mousse à mémoire de forme	☞ Coussin Classe II Coussins air à cellules pneumatiques télescopiques	
☞ Matelas Gaufrier Cl.IA Matelas mousse mono portance, répartition des points de pressions et diminution des effets de cisaillement et de friction grâce à de larges plots	☞ Matelas Gaufrier Cl.IB Matelas mousse composé de modules amovibles de densité différente adaptés aux principales zones d'appui du corps.	☞ Matelas Mousse à mémoire de forme Classe II Multiportance, épouse efficacement chaque partie du corps	☞ Surmatelas à pression alternée Avec compresseur pour réglage manuel des pressions en fonction du poids et de la position du patient.	☞ Matelas à pression alternée Avec compresseur et capteurs de pression automatique en fonction du poids et de la position du patient.
Risque faible Prévention	Personnes à risques + Prévention	personnes à risques ++ ou escarres localisés Prévention / Soins	Personnes à risques +++ ou escarres stade I à II Prévention / Soins	Personnes à risques ++++ ou escarres stade I à IV Prévention / Soins